

DERMOSUX – RF POWER



Recursos:

- Radiofrequência
- Terapia Endérmica
- Ventosas Pump
- Peeling de diamantes

Diferenciais:

- Cabeçote simultâneo RF+Endermo
- Não faísca – maior segurança
- Acoplamento automático
- Calor profundo – três níveis do tecido

Dermosux RF

A DGM uniu o sucesso e a eficácia da Terapia Endérmica à FrequênciaRadiofrequência para criar o novo DERMOSUX RF Power, um aparelho poderoso no combate à flacidez, celulite e gordura localizada, tendo ainda grande aplicabilidade na fisioterapia.

Diferenciais:

- Não faísca – maior segurança;
- Calor profundo – três níveis do tecido;
- Acoplamento automático;
- Tela gráfica colorida com touch screen;
- Executa duas funções simultaneamente;
- Capacidade de 500 memórias para gravar tratamentos;
- 6 cabeçotes, sendo um deles simultâneo RF com Terapia Endérmica;

- Ponteiros removíveis para Estética Íntima;
- 3 cabeçotes para Terapia Endérmica;
- Controle pneumático de pressão;
- Indicação digital de pressão;
- Vácuo contínuo e pulsado ajustável até 60 pulsos/min;
- Peeling de diamantes – opcional
- Ventosa Pump – opcional

Indicações:

- Flacidez facial e corporal
- Celulite
- Gordura localizada
- Estrias
- Remodelagem do contorno corporal
- Fibroses e aderências pós-operatórias
- Em fisioterapia no tratamento de dores e espasmos, reabsorção rápida de hematomas e edemas, regeneração de tecidos moles e outros.

Apresentação do equipamento:

Com os recursos e diferenciais citados e por meio de seu poderoso processador, O Dermosux RF permite atender a dois pacientes/clientes ao mesmo tempo com funções diferentes, tais como Radiofrequência e Endermoterapia (Multi processamento de funções).

Sua tecnologia inovadora permite controlar o acesso à utilização do equipamento com o uso de senhas, evitando que pessoas não capacitadas o operem, sendo possível, inclusive, visualizar o relatório de utilização.

Seu painel de controle tem tela de navegação colorida com tecnologia touch screen (sensível ao toque), memória com programas automáticos corporais e faciais para todas as funções, memória para gravação de até 500 tratamentos personalizados e manual do usuário disponível na tela para orientações.

São seis cabeçotes/manoplas aplicadoras de Radiofrequência:

- Cabeçote Bipolar
- Cabeçote Tripolar

- Cabeçote Octopolar
- Cabeçote Circular pequeno
- Cabeçote Circular grande e
- Cabeçote Simultâneo RF+Endermo – Exclusividade

Como primoroso diferencial, o Dermosux RF apresenta um Cabeçote Simultâneo que emite Radiofrequência e Endermo (Vácuo) ao mesmo tempo, aquecendo os tecidos e exercendo pressão negativa concomitantemente.

Com tecnologia bipolar de última geração, é capaz de gerar e transferir, até 16 watts de Radiofrequência de forma direta para o tecido por ddp (diferença de potencial) em vez de por condução de corrente, como existente em vários equipamentos do mercado. Com isso, o campo magnético gerado possui maior dimensão e profundidade, gerando calor nas três camadas do tecido, dispensando a placa de retorno (Modelo Monopolar), além de não dispersar a Radiofrequência para o ambiente e operador (mais segurança).

Outro diferencial do Dermosux RF é o acoplamento automático do cabeçote, dispensando o uso do pedal de acionamento. Como funciona? Por meio da leitura dinâmica da impedância do tecido, reconhece o contato com a pele e libera a Radiofrequência de forma gradativa até o valor ajustado de potência, corrigindo a intensidade em função da variação da impedância da pele (em tempo real), sem perder a potência emitida e evitando choques ou faíscas durante a aplicação, proporcionando maior segurança da aplicação.

É indicado como o principal recurso no tratamento da flacidez de pele corporal e facial, atenuando quadros de celulite, estrias e cicatrizes de acne, além de ser coadjuvante no tratamento das adiposidades localizadas.

As três manoplas de endermoterapia possibilitam a realização de depressomassagem, contribuem para a drenagem do edema e remodelagem corporal e principalmente, atuam de forma efetiva no tratamento da fibrose e no controle de aderências cicatriciais.

O Dermosux possui ainda os recursos opcionais abaixo:

- Ventosas Pump
- Peeling de Diamantes
- Kit de ventosas faciais para hidrosucção.

O controle sobre o processo de cicatrização da pele, a atuação efetiva sobre a celulite, estrias, flacidez de pele e remodelagem corporal tornam o Dermosux RF o equipamento mais polivalente da sua clínica!

Características técnicas:

- Rede elétrica: 110 ou 220 volts – 50/60 Hz
- Consumo: 800 VA
- Peso: 20 kg
- Dimensões (LXPXH): 52 X 56 X 118 cm
- Frequência: 980 kHz
- Potência máxima: 160 watts
- Pressão: 0 a 560 mmHg
- Vácuo: contínuo e pulsado
- Vácuo pulsado: ajustável de 1 a 60 pulsos/min

Acessórios:

- 01 Cabo de Força 3 Pinos
- 01 Gel Glycerall RF
- 01 Mangueira Espiralada 8 mm
- 02 Cabos de Saída RF (8 pinos)
- 01 Cabeçote Rolete Grande M8
- 01 Cabeçote Rolete Pequeno M8
- 01 Cabeçote Pino M8
- 01 Cabeçote Haste M8
- 01 Termômetro Digital
- 01 Cabeçote RF Circular Grande
- 01 Cabeçote RF Circular Pequeno
- 01 Cabeçote RF Multipolar
- 01 Cabeçote RF Tripolar
- 01 Cabeçote RF Bipolar
- 02 Chamex Redondo p/ Cabeçote Simultâneo

Acessórios opcionais:

- Kit Ventosas Pump
 - Kit Peeling de Diamantes
 - Kit de ventosas faciais para hidrosucção.
-



PEELING DIAMANTES



ELETROSUCÇÃO FACIAL



ENDERMOTERAPIA



CANETA EXTRATORA



VENTOSAS PUMP



CANETAS DE LEDS



RÁDIO FREQUENCIA FACIAL



RÁDIO FREQUENCIA CORPORAL