

DRENAPRESS

Pressoterapia Sequencial 8 Canais



Acessórios:



Câmara de
Distribuição



Controle
Remoto



Câmara modelo
Abdômen



Câmara modelo
Braço



Câmara modelo
Pé



Câmara modelo
Perna

2. Terapia

O DRENAPRESS é um equipamento Eletromédico para aplicação de pressoterapia por meio de pressão positiva, mediante a introdução do segmento corpóreo em artefatos pneumáticos (botas, luvas e cinta).(1)

Essa terapia é um tratamento de desintoxicação, realizado por meio de uma drenagem linfática para estimular a circulação de retorno, tanto linfática como venosa. Estimulando a reabsorção dos líquidos intersticiais e de toxinas retidas; reabsorção de edemas e efeito antálgico e relaxante em virtude da ação mecânica da compressão pneumática sobre o segmento corpóreo. (1)

3. Indicações

- 3.1. Lipodistrofia Ginóide- Celulite
- 3.2. Linfedemas Pós- Operatório
- 3.3. Reabsorção de Edema não- cardiogênicos
- 3.4. Relaxamento
- 3.5. Desintoxicação

4. Tecnologia

O aparelho DRENAPRESS forma parte da família de pressoterapia CECBRA, sendo do tipo positiva, onde um compressor de ar comprimido é responsável por enviar ar suficiente a inflar as 7 câmaras de alta resistência do equipamento. O controle de inflar e desinflar destas câmaras é efetuado de forma independente, por zonas e de maneira 100% digital, tornando seu manuseio prático e preciso já que o ajuste da pressão do equipamento não é efetuada diariamente por válvulas.

5. Diferenciais

- 5.1. Acessórios: O DRENAPRESS possui câmaras de distribuição de alta resistência, desmontáveis e independentes.
- 5.2. Interface: Operação e controle de forma 100% digital, garantindo praticidade e precisão ao utilizar o equipamento.

6. Composição

- 6.1. Um equipamento DRENAPRESS
- 6.2. Uma câmara de distribuição
- 6.3. Uma câmara abdominal
- 6.4. Duas câmaras para braço
- 6.5. Duas câmaras para perna
- 6.6 Duas câmaras para pé
- 6.7 Um Controle Remoto
- 6.8 Um Cabo de Força Destacável
- 6.9 Um Termo de Garantia
- 6.10 Um Manual de Usuário

7. Especificações

- 7.1. Terapia:** Pressoterapia
- 7.2. Tipo de saída:** Pressão Positiva
- 7.3. Quantidade de Canais:** 8

- 7.4. Pressão Máxima:** 130mmHg
- 7.5. Temporizador:** 0 a 60 minutos
- 7.6. Alimentação:** 220Vac 60Hz (consulte disponibilidade 110Vac)
- 7.7. Comprimento x Largura x Altura:** 500 x 380 x 185 mm
- 7.8. Peso Bruto:** 20,40 Kg
- 7.9. Peso Líquido:** 6,00 Kg
- 7.10. Origem:** Santa Catarina, Brasil.
- 7.11. Registro ANVISA:** 80689300005
- 7.12. Normas Certificadas:** IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-4, 60601-1-6, 60601-1-8.
- 7.13. Sistema de Qualidade:** ISO 13485:2004, ISO 9011:2008.

8. Importante

Este equipamento é de uso exclusivo por terapeutas profissionais que possuam formação clínica específica sobre a terapia em questão.

A CECBRA recomenda ao operador sempre ler atentamente o seu Manual do Usuário para obter informações precisas e atualizadas sobre as contraindicações desta terapia e instruções adicionais para operação em segurança.

A CECBRA em parceria com os comércios revendedores disponibiliza um atendimento técnico personalizado, através de canais como telefone, e-mail, WhatsApp e redes sociais, atendendo qualquer dúvida ou questionamento sobre este equipamento.

9. Referências

- g.1. BORGES, Fábio dos Santos. **Dermato- Funcional Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas.** 2ed. Phorte. São Paulo. 2010*