

Ficha técnica de produto

PLISAGGE Vacuoendoterapia Digital



Acessórios:



2. Terapia

O Plisagge é um equipamento para aplicação de pressoterapia por meio de pressão NEGATIVA, também conhecida com VÁCUOTERAPIA, nas modalidades corporal e facial.

A Vacuoterapia é um processo utilizado no combate à celulite e à gordura localizada. Consiste em utilizar a eletrossucção com a finalidade de trazer principalmente os nódulos celulíticos para uma camada mais superficial através de uma ventosa de vácuo ou manopla de rolete, fazendo um deslizamento e descolamento, promovendo uma drenagem além de fazer um massageamento profundo, eliminando toxinas, melhorando a circulação local, proporcionando uma hipervascularização sanguínea e devolvendo elasticidade à pele. Na prática esse tratamento "amassa" as células de gordura localizada e leva sangue e oxigênio para a pele, revitalizando-a.(1)

O PLISAGGE também faz o tratamento de microdermoabrasão (pressão negativa). A microdermoabrasão é um método, simples, indolor, progressivo e que possibilita ao terapeuta o total controle da técnica, sem risco de iatrogenias. (1)

A originalidade da técnica consiste principalmente em sua aspiração pneumática, que lhe confere a propriedade não agressiva, além do elemento abrasivo ser totalmente inócuo. A técnica melhora a tonicidade e a circulação da área tratada.(1)

3. Indicações

- 3.1 Lipodistrofia Ginóide
- 3.2 Gordura Localizada
- 3.3 Modelação Corporal
- 3.4 Massagem relaxante
- 3.5 Fibrose
- 3.6 Remoção do extrato córneo
- 3.7 Acne
- 3.8 Rugas
- 3.9 Cicatrizes, Estrias
- 3.10 Melasmas ou outras manchas não infecciosas na pele.

4. Tecnologia

O aparelho PLISAGGE forma parte da família de pressoterapias CECBRA do tipo pressão negativa, ou seja, o equipamento contém uma bomba de vácuo responsável por gerar a pressão necessária para realização de procedimentos estéticos de vacuoterapia, endermoterapia e microdermoabrasão. O controle e operação do equipamento são efetuados de forma 100% digital, devido aos microprocessadores presente no equipamento, com isso o PLISAGGE se torna mais preciso, estável e prático em sua configuração, além de evitar desgastes com válvulas e possíveis vazamentos. O equipamento possui tecnologia compatível com 20 aplicadores CECBRA para diferentes áreas de tratamento, também conta com display gráfico, personalização e armazenamento de protocolos.

5. Diferenciais

- 5.1. Acessórios:** O equipamento com maior número de aplicadores do mercado.
- 5.2. Áreas de tratamento:** Capacidade para tratamentos faciais e corporais.
- 5.3. Tratamentos:** No PLISAGGE a quantidade de aplicadores e seus variados tipos permitem diversas aplicações de terapias como, microdermoabrasão, extração de cravos, vácuoterapia facial, vácuo e endermoterapia corporal.

5.4. Interface: Operação e controle de forma 100% digital, garantindo praticidade e precisão ao utilizar o equipamento.

6. Composição

- 6.1 Um equipamento PLISAGGE
- 6.2 Um cabeçote para aplicadores
- 6.3 Uma ventosa corporal de 45 cm²
- 6.4 Uma ventosa corporal de 20 cm²
- 6.5 Uma ventosa corporal de 45 cm² com rolete
- 6.6 Uma ventosa corporal de 20 cm² com rolete
- 6.7 Um Kit Pump UP
- 6.8 Um Kit Pro
 - 6.8.1 Uma caneta extratora com duas ponteiros (3 e 4mm)
 - 6.8.2 Três ventosas faciais (Luneta 12mm, Luneta 18mm e Bico de pato)
 - 6.8.3 Uma caneta de Peeling + 9 ponteiros diamantadas de diferentes granulações
- 6.9 Um extrator de cravos em aço
- 6.10 Uma escova de limpeza
- 6.11 Um Suporte para caneta
- 6.12 Um controle remoto
- 6.13 Um Cabo de força destacável
- 6.14 Um Termo de Garantia
- 6.15 Um Manual de Usuário.

7. Especificações

- 7.1. Terapia:** Vácuoterapia
 - 7.2. Tipo de saída:** Pressão Negativa
 - 7.3. Quantidade de Canais:** 1
 - 7.4. Pressão Máxima:** 510mmHg
 - 7.5. Temporizador:** 0 a 60 minutos
 - 7.6. Alimentação:** 220Vac 60Hz (consulte disponibilidade 110 Vac)
 - 7.7. Comprimento x largura x Altura:** 500 x 380 x 185 mm
 - 7.8. Peso Bruto:** 10,00 Kg
 - 7.9. Peso Líquido:** 5,60 Kg
- Origem: Santa Catarina, Brasil.
- 7.10. Registro ANVISA:** 80689300005
 - 7.11. Normas Certificadas:** IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-4, 60601-1-6, 60601-1-8.
 - 7.12. Sistema de Qualidade:** ISO 13485:2004, ISO 9001:2008

8. Importante

Este equipamento é de uso exclusivo por terapeutas profissionais que possuam formação clínica específica sobre a terapia em questão.

A CECBRA recomenda ao operador sempre ler atentamente o seu Manual do Usuário para obter informações precisas e atualizadas sobre as contraindicações desta terapia e instruções adicionais para operação em segurança.

A CECBRA em parceria com os comércios revendedores disponibiliza um atendimento técnico personalizado,

através de canais como telefone, e-mail, WhatsApp e redes sociais, atendendo qualquer dúvida ou questionamento sobre este equipamento.

9. Referências

9.1. *Pereira, Franklin. Eletroterapia sem mistérios. Aplicações em estética facial e corporal. 3ed. Rubio. RJ. 2007*