

Vivencie a revolução do Ultrassom Microfocado com o Hipro.

HIPRO. O primeiro Ultrassom Microfocado (HIFU) do Brasil sem cartucho e de baixo consumível.

[QUERO
COMPRAR](#)[SAIBA
MAIS](#)

ANVISA 80832479007



Reinventamos o conceito de lucratividade com a tecnologia de HIFU.

Sim. Chega de deixar uma grande parte de sua lucratividade em consumíveis. Com o HIPRO, excelência em resultados e rentabilidade, andam juntos.



○ **HIPRO®** é a revolução do ultrassom microfocado para tratamentos de alta tecnologia, com a máxima lucratividade para o seu negócio estético.

A tecnologia do HIPRO® oferece a novidade de dispensar a troca de cartuchos, trabalhando em profundidades de 1,5mm à 4,5mm nos tratamentos faciais e de 6mm a 13mm nos tratamentos corporais, ajustadas eletronicamente a partir do software do equipamento, otimizando o tempo da sessão e aumentando a lucratividade nos atendimentos.

E não é só isso.

Lifting facial e corporal não cirúrgico e sem down time, é com o **HIPRO**.

Autonomia

Lucratividade



Flexibilidade

Aplicador circular que permite mais flexibilidade e personalização do tratamento.

Personalização

15 profundidades (de 1,5mm a 13mm) no mesmo aplicador.

Tecnologia

Equipamento mais versátil e inovador do mercado.

Eficiência

Maior velocidade de tratamento, reduzindo o tempo médio de sessões.

Inovação

Sem cartucho e com ajuste eletrônico de profundidade.

Garantia

Garantia de 12 meses ou 6 milhões de disparos (o que ocorrer primeiro), sem bloqueio eletrônico.



Revulone o seu negócio com o HIPRO®

[QUERO UMA PROPOSTA](#)



HIPRO®, a melhor solução de HIFU do mercado!

Chega de limitar o resultado do seu paciente para economizar consumível.

Com garantia de 6 milhões de disparos ou 12 meses (o que ocorrer primeiro), a tecnologia de **ultrassom microfocado** do HIPRO® dispensa a utilização de cartuchos e os altos custos em consumíveis.

Ao contrário dos outros equipamentos, com o HIPRO® não há o travamento ou bloqueio eletrônico do seu transdutor, mesmo após atingir sua garantia de 6 milhões de disparos.

**REGISTRO ANVISA Nº
80832479007**

Tecnologia realmente revolucionária!



Conheça a revolução do Ultrassom Microf...



Assistir m...



Compartilh...

O sistema do **HIPRO** é usado para fazer a coagulação térmica focada na camada SMAS e na área da derme profunda, fazendo um lifting profundo sem ablação, sem cirurgia e sem causar nenhum dano à pele ao redor.

Por ser um equipamento versátil, o **HIPRO** tem como missão oferecer o melhor custo-benefício do mercado nacional, proporcionando resultados acima da média e com alta lucratividade.



ANVISA Nº 80832479007

Múltiplas possibilidades de tratamento!

Corporal:

- ✓ Colo;
- ✓ Pré-axilar;
- ✓ Braço;
- ✓ Abdômen;
- ✓ Coxas;
- ✓ Infra escapular;
- ✓ Flancos;
- ✓ Culote;
- ✓ Coxas;
- ✓ Panturrilha.

Facial:


- ✓ Terço inferior;
- ✓ Contorno da mandíbula;
- ✓ Submento;
- ✓ Pescoço;
- ✓ Infra orbicular.

HIPRO® Resultados

O tratamento com o HIPRO é tão eficaz que os seus efeitos são progressivos e duradouros, sendo que geralmente apenas 1 sessão já é suficiente para que os resultados sejam notados. Suas indicações são:

- ✓ Flacidez facial e corporal;
- ✓ Rejuvenescimento facial;
- ✓ Rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos;
- ✓ Enrugamento do pescoço;
- ✓ Perda do contorno do rosto e mandíbula;
- ✓ Lifting facial;
- ✓ Tonificação da pele;
- ✓ Gordura Localizada (papada, abdômen, coxa, braço, flanco, joelhos)





Características Técnicas

✓ Taxa de repetição

5~10 Hz (nível em 1 Hz)

✓ Tempo de duração de energia e ultrassom

Energia (J): 0,1~2J (+/-20%)

✓ Tempo de duração do ultrassom (MS)

2~60 (+/-10%)

✓ Profundidade

Face: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5 (mm) / Corporal: 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0(mm)

✓ Tamanho da área em foco

Dentro de 1mm²

✓ Temperatura da área focada

Dentro de 65 (+/-5°C)

✓ Tamanho

Largura: 350mm / Comprimento: 410mm / Altura: 290mm

✓ Peso

10Kg

✓ Tensão nominal e frequência

220VAC, 50/60Hz

✓ Consumo de energia

150VA

✓ Classificação elétrica

Classe 1

✓ Ambiente operacional

Temperatura: 5~30 / Umidade relativa: 10~80% / Pressão do ar: 50~106kPa



GRAZIELE MAIA A. SERAFIM
Crefito 135.150 F

Responsável Técnico

Grazielle Maia é Fisioterapeuta Especialista em Dermato Funcional, Pós Graduada em Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica e em Fisiologia do Exercício. Atua como Supervisora de Pesquisas e Desenvolvimento (P&D) na Empresa Contourline Equipamentos Médicos e Diagnósticos Ltda, instalada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Também pertence ao corpo docente das faculdades Facsete e Una Sete Lagoas nos cursos de Fisioterapia e Estética. Ao longo de sua trajetória profissional, a busca por atualização é constante, resultando em desenvolvimento de protocolos com as mais modernas tecnologias disponíveis, levando conhecimento e confiança de execução aos clientes .

- Grazielle Maia A. Serafim
- Crefito 135.150F
- Responsável Técnica e Supervisora de Pesquisa e Desenvolvimento

Faça o melhor investimento em seu negócio estético com o HIPRO®.

Faça parte da revolução dos tratamentos estéticos não invasivos e sinta a experiência de viver realmente, o novo.

Preencha os campos abaixo e garanta a condição especial de