

Energy Compact



Equipamento de Radiofrequência Facial e Corporal, em gabinete com design moderno e compacto, desenvolvido pela DGM Beauty & Care para atender aos profissionais que não abrem mão da tecnologia e eficácia, bem como da segurança da aplicação.

O equipamento tem uma interface gráfica colorida com *touch screen* e *software* interativo com mais de 50 telas de navegação, proporcionando aos profissionais os seguintes recursos:

- Memória com programas automáticos;
- Memória para gravação de até 500 tratamentos;
- Reconhecimento do tipo de cabeçote;
- Reconhecimento de acoplamento e impedância do tecido, fazendo o disparo de forma gradativa e sem faíscas, dispensando o uso de pedal;
- 5 tipos de cabeçotes: bipolar, tripolar, multipolar, circular pequeno e grande;
- Potencia de até 160 watts;
- Controle de acesso por senha;
- Manual de instruções na memória.
- Calor profundo – três níveis do tecido;

INDICAÇÕES:

- Flacidez facial e corporal
- Celulite
- Gordura localizada
- Estrias
- Remodelagem do contorno corporal

- Em fisioterapia no tratamento de dores e espasmos, reabsorção rápida de hematomas e edemas, regeneração de tecidos moles e outros.

Com o aquecimento tecidual produzido pela aplicação, as fibras colágenas se contraem, estimulando a síntese de um novo colágeno melhorando a flacidez de pele.

Além disso, ocorre o incremento do fluxo sanguíneo e vascularização na região, ativando o metabolismo local, muito importante para o tratamento da celulite, gordura localizada, fibrose e aderências.

DIFERENCIAIS:

- Segurança: não faísca;
- Melhor efetividade na geração de calor;
- Acoplamento automático: sem pedal.

Sua tecnologia inovadora permite controlar o acesso à utilização do equipamento por meio de senhas, evitando que pessoas não capacitadas o operem, sendo possível inclusive visualizar o relatório de utilização.

Seu painel de controle tem tela de navegação colorida com tecnologia *touch screen* (sensível ao toque), memória com programas automáticos corporais e faciais para todas as funções, memória para gravação de até 500 tratamentos personalizados e manual do usuário disponível na tela para orientações.

São cinco cabeçotes/manoplas aplicadoras de Radiofrequência:

- Cabeçote Bipolar
- Cabeçote Tripolar
- Cabeçote Multipolar
- Cabeçote Circular pequeno
- Cabeçote Circular grande

Com tecnologia bipolar de última geração, é capaz de gerar e transferir, até 160 watts de Radiofrequência de forma direta para o tecido por ddp (diferença de potencial) e não em vez de por condução de corrente como existente em vários equipamentos do mercado. Com isso, o campo magnético gerado possui maior dimensão e profundidade, gerando calor nas três camadas do tecido, dispensando a placa de retorno (Modelo Monopolar), além de não dispersar a Radiofrequência para o ambiente e operador (mais segurança).

Outro diferencial do Energy é o acoplamento automático do cabeçote, dispensando o uso do pedal de acionamento. *Como funciona?*

Por meio da leitura dinâmica da impedância do tecido, reconhece o contato com a pele e libera a Rádiofrequência de forma gradativa até o valor ajustado de potência, corrigindo a intensidade em função da variação da impedância da pele (em tempo real), sem perder a potência emitida e evitando choques ou faíscas durante a aplicação, proporcionando maior segurança da aplicação.

O controle sobre o processo de cicatrização da pele, a atuação efetiva sobre a celulite, estrias, flacidez de pele e remodelagem corporal, tornam o Energy um poderoso recurso para sua clínica!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rede elétrica: 110 ou 220 volts – 50/60 Hz
- Consumo: 200 Vatts/VA
- Peso: 3,8 kg
- Dimensões (LXPXH): 46 X 28 X 14 cm
- Frequência: 980 Khz
- Potência máxima: 160 watts

ACESSÓRIOS:

- 01 Cabeçote RF Multipolar
- 01 Cabeçote RF Tripolar
- 01 Cabeçote RF Bipolar
- 01 Cabeçote RF Circular Pequeno
- 01 Cabeçote RF Circular Grande
- 01 Gel Glicerall RF
- 01 Caneta *Touch Screen*
- 01 Termômetro Digital
- 02 Cabos de saída RF (8 pinos)
- 01 Cabo de Força 3 pinos



ACESSÓRIOS



RÁDIO FREQUENCIA FACIAL



RÁDIO FREQUENCIA CORPORAL