

# **Dermovac Led Shape - Vacuoterapia + Radiofrequência + Leds de Alta Intensidade**

---



## **DESCRIÇÃO**

---

**O LANÇAMENTO MAIS AGUARDADO DO ANO!  
UMA PLATAFORMA DE TECNOLOGIAS QUE SE COMPLEMENTA E QUE IRÁ INOVAR SUA CLÍNICA DE ESTÉTICA!  
VOCÊ VAI SE SURPREENDER!!  
SEGUINDO UMA NOVA TENDÊNCIA, UNIMOS 3 PODEROSAS TECNOLOGIAS EM UM PRODUTO REVOLUCIONÁRIO,  
QUE PODEM ATUAR SIMULTANEAMENTE OU SEPARADAMENTE.**

O equipamento dispõe de um design moderno, com parâmetros de operação comandados por microprocessadores que garantem grande confiabilidade, facilidade de manuseio e intensidade controlada que oferecem ao operador uma grande praticidade na hora da aplicação.

A Radiofrequência é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo, estimulando fibroblastos, que produzem novas fibras de colágeno, e remodela o tecido, melhorando rugas e linhas de expressão, flacidez tissular e melhora da elasticidade da pele. Trata-se de uma técnica não invasiva, sem efeitos sistêmicos, que não causa dependência e que não tem efeitos colaterais indesejáveis.

O Vácuo em procedimentos estéticos têm princípio embasado na técnica milenar de ventosas e massoterapia, principalmente, as manobras da massagem de Palpar-Rolar, Amassar-Rolar e drenagem linfática, realizado por um equipamento eletromecânico que possui bomba de vácuo com a finalidade de produzir uma ação mecânica por pressão negativa nos tratamentos de estímulo circulatório, fibroedema gelóide, remodelagem corporal, entre outras. Trata-se de uma técnica não invasiva, sem efeitos sistêmicos, que não causa dependência e que não tem efeitos colaterais indesejáveis.

A Luz LED consiste na aplicação de uma onda de energia eletromagnética de baixa intensidade (energia visível em forma de luz), que ao ser absorvida por elementos das células, altera seu

comportamento normal, promovendo uma estimulação ou inibição das atividades, processo conhecido como modulação de metabolismo.

## **INDICAÇÕES**

### **INDICAÇÕES - RADIOFREQUÊNCIA**

- Melhora do aspecto da pele
- Melhora da elasticidade e textura da pele
- Auxiliar levemente no processo de neocolagênese
- Melhora do aspecto da flacidez da pele, rugas e vincos
- Melhora da flacidez tissular

### **INDICAÇÕES - VÁCUO**

- Melhoria do contorno corporal
- Auxílio no tratamento de estrias
- Auxílio no pré e pós-operatório de cirurgia plástica estética

### **INDICAÇÕES - LEDS (azul, ambar e vermelho)**

- Auxiliar no tratamento de acne ativa
- Melhoria na hidratação da pele
- Auxiliar no clareamento de manchas
- Auxiliar no aspecto de estrias superficiais
- Auxiliar no combate ao fotoenvelhecimento
- Auxiliar no clareamento de manchas
- Melhoria do aspecto da pele (Rejuvenescimento)
- Analgesia superficial

## **ESPECIFICAÇÕES**

### **Principais Características Técnicas**

- Tensão de alimentação: 220 V~
- Frequência da rede de alimentação: 60 Hz
- Consumo máximo: 360 VA
- Versão do software: 0.0.0
- Temporizador: de 00 a 60 minutos
- Modo de operação: Contínuo
- Dimensões do equipamento (mm) (sem suportes): 400 x 450 x 360 (L x P x A)
- Peso do equipamento: 15,8 Kg
- Fusíveis: 2 x 3,15 A x 250 V~ / tipo 20 AGT
- Capacidade de ruptura dos fusíveis: 35 A @ 250 V~

*Nota: 1) Os dados técnicos aqui apresentados poderão apresentar alteração de até +/- 10%*

## **VANTAGENS**

- Preço de venda muito competitivo
- Interface gráfica de alta resolução através da tecnologia touch screen
- Tecnologia 100% nacional e suporte em todo território brasileiro
- **O EXCLUSIVO SISTEMA LEDSHAPE TECHNOLOGY**, incorporado as plataformas de tratamentos estéticos da BIOSET, possibilita a associação com LEDS de alta intensidade para terapias de fotobioestimulação, aumentando ainda mais a performance de seus resultados. Essa associação permite uma ampla gama de tratamentos com os aplicadores de comprimento de ondas específicos.

- AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA
- HIDRATAÇÃO DA PELE
- REVITALIZAÇÃO CUTÂNEA
- MANCHAS
- **A exclusiva ponteira TRITECH** possibilita a utilização das 3 tecnologias disponíveis no DERMOVAC LEDSHAPE ao mesmo tempo, otimizando o tempo de tratamento e aumentando ainda mais os seus resultados.

Com a nova ponteira TRITECH, você tem uma gama imensa de possibilidades ao alcance de suas mãos. Você ainda pode utilizar todos os recursos de maneira independente, bastando ajustar o painel TOUCH SCREEN do equipamento.



**A Ponteira Trittech consiste na associação de 3 tecnologias:**

- 1) O Vácuo, que promove sucção do tecido subcutâneo para dentro do manipulador e permite fazer o dobramento e desdobramento do mesmo, causando um remodelamento corporal e melhora das fibroses
- 2) O Led vermelho, que estimula o metabolismo celular, facilitando a quebra do adipócito, além de aumentar a oxigenação na região tratada
- 3) A radiofrequência, que promove aquecimento no pânículo de gordura levando ao processo de lipólise.

**Tudo simultaneamente!**

- **A exclusiva ponteira DUALTECH** consiste na aplicação de uma caneta facial, que possui a junção da radiofrequência e a vacuoterapia de forma simultânea.

Pela sua versatilidade, a técnica Dual Tech, torna-se um grande aliado, pois oferece um poderoso recurso diferenciado, permitindo que o profissional alcance resultados mais significativos, em um curto prazo de tempo

**LEDSHAPE**  
TECHNOLOGY

**TRITECH**  
EXCLUSIVO CABEÇOTE CONJUGADO BIOSET

**DUAL TECH**  
RÁDIOFREQUÊNCIA + VÁCUO