



**KLD**  
BIOSISTEMAS



NOVO

# HERTIX<sup>®</sup>

RADIOFREQUÊNCIA CRIOGÊNICA

THF 1703



RADIO E CRIO  
NO MESMO APLICADOR



PROTOCOLOS  
PRONTOS



ALTA POTÊNCIA



VÁRIAS OPÇÕES  
DE FREQUÊNCIA



FÁCIL  
PROGRAMAÇÃO

# HERTIX®

## RADIOFREQUÊNCIA CRIOGÊNICA

O novo Hertix Smart THF 1703 é uma plataforma de multitratamentos que possibilita a aplicação de radiofrequência criogênica (calor + frio), radiofrequência convencional (calor), criogenia (frio) e alta frequência.

Essa combinação de tecnologias no mesmo equipamento otimiza os atendimentos na clínica permitindo mais versatilidade nos protocolos e resultados.



Ponteira Bipolar



Ponteira Smartpolar



Eletrodos para  
estética íntima

Diversos aplicadores de crio e radiofrequência opcionais

## RADIOFREQUÊNCIA CRIOGÊNICA

Inovadora, a radiofrequência criogênica é uma técnica de oscilação de temperatura onde a radiofrequência (calor) e a criogenia (frio) atuam simultaneamente no tecido subdérmico e promovem choque térmico, beneficiando a deposição de colágeno e a mobilização de gordura.

### FUNCIONAMENTO PONTEIRA SMARTPOLAR

A exclusiva ponteira Smartpolar opera de diversos modos trazendo inovação e facilidade para otimizar os tratamentos em sua clínica.

Os polos emissores permitem selecionar a criogenia, a radiofrequência e a radiofrequência criogênica.

Além disso, a combinação entre os polos emissores oferece a tecnologia hexapolar, monopolar ou multipolar.



#### HEXAPOLAR

Circulação de energia entre os polos



#### MONOPOLAR

Circulação de energia entre o polo central e o eletrodo dispersivo



#### MULTIPOLAR

Circulação de energia entre todos os polos e o eletrodo dispersivo

## RADIOFREQUÊNCIA CONVENCIONAL

A tecnologia de radiofrequência aquece seletivamente a camada subdérmica em diferentes profundidades induzindo a produção de colágeno e melhorando a qualidade da pele da face, do corpo e da região íntima.

## ALTA FREQUÊNCIA

Os eletrodos de vidro em contato com a pele promovem a liberação de ozônio gerando efeito bactericida, fungicida e cicatrizante, além de aumentar a vasodilatação local.

**Kit de ponteiros para radiofrequência e alta frequência são vendidos separadamente.**

## DIFERENCIAIS

- Radio e Crio no mesmo aplicador
- Exclusivos eletrodos para estética íntima
- Frequências (640, 1200 e 2400KHz)
- Alta performance criogênica

- Software de fácil programação
- Protocolos prontos
- Alta potência

## INDICAÇÕES

- Flacidez Cutânea
- Rejuvenescimento íntimo
- Aderências e Fibroses Tardias

- Celulite
- Rugas e linhas de expressão
- Melhora do contorno corporal