

Phasys KLD - Aparelho de Multicorrentes - 8 canais



Descrição

Apresentando o revolucionário Phasys, o equipamento de eletroestimulação com multicorrentes ideal para profissionais da estética e fisioterapia. Com sua tecnologia de ponta e resultados excepcionais, o Phasys é a melhor escolha para uma ampla variedade de tratamentos corporais e faciais.

Com 13 opções de correntes elétricas e acessórios exclusivos, ele oferece possibilidades ilimitadas. Com seus 8 canais para correntes alternadas, como TENS, Russa, BMAC, Eletrodrenagem, Eletrolipólise e muito mais, o Phasys atende a todas as necessidades terapêuticas.

Além disso, possui 4 canais para correntes polarizadas, como Microcorrente, Desincruste, Eletrolifting e Iontoforese, proporcionando versatilidade incomparável.

Descubra o poder da tecnologia avançada e dos resultados comprovados. Adquira agora e experimente a excelência que só o Phasys pode oferecer.

Potencialize seus tratamentos e transforme a vida dos seus pacientes com esse equipamento incomparável.

Registro ANVISA: 10245239019

Diferenciais e Benefícios

Portabilidade e leveza: O equipamento Phasys é leve e portátil, permitindo que seja facilmente transportado e utilizado em diferentes ambientes, proporcionando tratamentos eficazes em qualquer lugar.

Tratamentos corporais e faciais: O Phasys oferece uma ampla gama de tratamentos tanto para o corpo quanto para o rosto. Isso significa que o equipamento pode ser utilizado para tratar uma variedade de condições, desde problemas musculares até rejuvenescimento facial.

Exclusiva Modulação Eutrófica: A exclusiva Modulação Eutrófica deriva do conceito de estimulação eutrófica, que reproduz o padrão de contração e relaxamento do músculo. A KLD desenvolveu essa modulação com objetivo de aumentar o recrutamento das fibras, visando estimulação equilibrada, diminuição da fadiga e aumento da performance muscular.

Maior quantidade de correntes: O equipamento Phasys possui uma variedade de correntes disponíveis, o que permite a personalização dos tratamentos de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Isso significa que é possível escolher a corrente mais adequada para cada tipo de tratamento.

59 protocolos prontos: O Phasys vem com 59 protocolos pré-programados, o que facilita muito o uso do equipamento. Esses protocolos foram desenvolvidos por profissionais especializados e abrangem uma ampla gama de condições e tratamentos, oferecendo uma opção conveniente e eficiente para os usuários.

Parâmetros totalmente ajustáveis: Além dos protocolos prontos, o Phasys permite ajustar os parâmetros de forma personalizada, de acordo com as necessidades específicas de cada paciente. Isso garante uma abordagem mais individualizada e adaptada a cada caso.

Tratamentos mais eficientes: O Phasys oferece correntes com capacidade de fornecimento de até 250mA, o que possibilita a realização de tratamentos mais intensos e profundos. Essa capacidade de corrente mais alta pode ser vantajosa em casos que exigem uma estimulação mais intensa.

Display de alta resolução: O equipamento possui um display de alta resolução, o que facilita a visualização e a configuração dos parâmetros durante o uso. Isso garante uma experiência mais intuitiva e uma melhor interação com o equipamento, facilitando o trabalho do profissional e proporcionando uma experiência mais satisfatória para o paciente.

Kit Estética: Visando proporcionar resultados superiores, esse kit inclui eletrodo e agulhas para tratamentos específicos. E ainda, o kit estética facial acompanha o conjunto, contendo ponteiras e canetas, o que amplia suas possibilidades de atuação.

Indicações

- Analgesia
- Eletrolifting
- Desincruste
- Eletroacupuntura
- Gordura localizada
- Drenagem linfática
- Permeação de ativos
- Fortalecimento muscular

Sobre as correntes

TENS: Alívio da dor.

Eletroacupuntura: Estimulação dos pontos de acupuntura.

BMAC (1000, 2000, 2500, 4000 e 8000 Hz): Tratamento de diversas afecções.

BMAC Motora (1000 Hz): Estimulação dos músculos.

BMAC Sensorial (4000 Hz): Estimulação dos nervos sensoriais.

Russa (2500 Hz): Fortalecimento muscular.

Eletrodrenagem: Drenagem linfática por estímulos elétricos.

Microcorrente (0,1 a 100 Hz): Estimulação em baixa intensidade.

Eletrolifting: Rejuvenescimento facial.

Iontoforese: Administração de substâncias através da pele.

Eletrolipólise: Redução de gordura localizada.

Translipólise: Quebra de gordura subcutânea.

Desincruste: Limpeza profunda da pele.

Características Técnicas

Marca: KLD

Peso bruto: 6 Kg

Peso líquido: 2,5 Kg

Dimensões da embalagem (LxPxA): 48 x 44 x 33 cm

Itens Inclusos

01 Aparelho Phasys NMS

01 Termo de Garantia

01 Tubo de Gel

16 Eletrodo Silicone 5x5 cm

04 Cinta Elástica 60 CM

04 Cabo saída 4 eletrodos

08 Garra Jacaré Vermelha

08 Garra Jacaré Preta

01 Adaptador Bananinha Banana 2/4 Vermelho

01 Adaptador Bananinha Banana 2/4 Preto